

Anticorpo Policlonal Anti-Ciclina T1 Para Wb, Elisa - O60563

Número do item: CM0023261



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Ciclina T1 humana (CCNT/CYCT1), validado para WB e ELISA. Ideal para estudar alongamento transcricional, complexo P-TEFb e interação com HIV Tat.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Ciclina T1 Coelho pAb
Observações/Apelido	CCNT; CYCT1; HIVE1; Ciclina T1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	904
GeneID	904
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 220-320 da Ciclina T1 humana (NP_001231.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60563
Peso Proteico	81kDa
Envio	Bolsa de gelo