

Anticorpo Monoclonal Anti-Ciclofilina 40 Para Wb - Q08752

Número do item: CM0009033

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para Ciclofilina 40/PPID. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de dobramento de proteínas, chaperona HSP90 e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ciclofilina 40 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CYPD; CYP-40; Ciclofilina 40
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5481
ID do Gene	5481
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 271-370 da Ciclofilina 40 humana (Q08752).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08752
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo