

Anticorpo Policlonal Anti-Ciclofilina 40 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q08752

Número do item: CM0027901

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Ciclofilina 40 humana (CYP-40), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato; UniProt Q08752.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho contra Ciclofilina 40
Observações/Apelido	CYPD; CYP-40; Ciclofilina 40
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5481
ID do Gene	5481
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 161-370 da Ciclofilina 40 humana (NP_005029.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08752
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de Gelo