

Anticorpo Policlonal Anti-Cyfp1 Para Wb, Ip, Elisa - Q7L576

Número do item: CM0015892



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYFIP1 humano, adequado para WB, IP e ELISA. O imunógeno específico corresponde aos aminoácidos N-terminais 1-270. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para o estudo da repressão translacional, da remodelação da actina e do neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CYFIP1 Rabbit pAb
Observações/alias	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	23191
GeneID	23191
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 de CYFIP1 humano (NP_055423.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q7L576
Peso da proteína	145 kDa
Transporte	Bolsa de gelo