

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cyfip1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7L576

Número do item: CM0003146



introdução

CYFIP1 Rabbit mAb (Q7L576) validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com Humano, Camundongo, Rato. Adequado para estudos de repressão translacional, remodelação de actina e desenvolvimento neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYFIP1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
Espécie	Humano
GeneID	23191
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da CYFIP1 humana (Q7L576)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7L576
Peso da Proteína	145kDa
Entrega	Bolsa de gelo