

Anticorpo Policlonal Anti-Cyld Para If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nqc7

Número do item: CM0022874



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a CYLD humana (Ubiquitina carboxi-terminal hidrolase CYLD). Validado para IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage com humano e rato. Adequado para pesquisa em sinalização NF- κ B e Wnt, dinâmica de microtúbulos e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYLD Coelho pAb
Observações/Apelido	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1540
ID do Gene	1540
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-127 da CYLD humana (NP_056062.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NQC7
Peso Proteico	107kDa
Envio	Saco de Gelo