

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyld Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqc7

Número do item: CM0030489



introdução

O pAb de Coelho CYLD da CamelBio (Q9NQC7) é um anticorpo policlonal de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de sinalização NF-κB e Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYLD Rabbit pAb
Observações/Apelido	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8; CYLD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1540
GeneID	1540
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQC7
Peso Proteico	107kDa
Envio	Saco de gelo