

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cyp11A1 Para Wb E Elisa - P05108

Número do item: CM0004696



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CYP11A1 humano, validado para WB e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Tem como alvo a enzima mitocondrial de clivagem da cadeia lateral do colesterol envolvida na esteroidogênese.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho CYP11A1                                                                                                       |
| Observações/Apelido | CYP11A1; CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; citocromo P450 família 11 subfamília A membro 1                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| ID do Gene (Humano) | 1583                                                                                                                        |
| ID do Gene          | 1583                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-320 do CYP11A1 humano (NP_000772.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                          |
| SWISS               | P05108                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 42kDa/60kDa                                                                                                                 |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                |