

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp11A1 Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P05108

Número do item: CM0019452



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho CYP11A1 validado para Western blot, imunofluorescência, IHC e ELISA. Detecta a enzima de clivagem da cadeia lateral do colesterol em humanos, camundongos e ratos para pesquisa em esteroidogênese. - P05108

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo pAb de Coelho CYP11A1                                                                                                        |
| Observações/Alias   | CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 1583                                                                                                                                   |
| GeneID              | 1583                                                                                                                                   |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 40-320 do CYP11A1 humano (NP_000772.2). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                               |
| SWISS               | P05108                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 60kDa                                                                                                                                  |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                           |