


Anticorpo Policlonal Anti-Cyp11B1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15538

Número do item: CM0017366



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CYP11B1 humano, validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Ideal para investigar a biossíntese de glicocorticoides, a função do córtex adrenal e as vias esteroidogênicas. Reage de forma cruzada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP11B1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FHI; CPN1; CYP11B; P450C11; CYP11B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1584
GeneID	1584
Imunôgeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 234-503 do CYP11B1 humano (NP_000488.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15538
Peso Proteico	58kDa
Envio	Em saco de gelo