

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp-Cyp17A1 Para Wb, Elisa - P05093

Número do item: CM0017329



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CYP17A1 validado para Western blot e ELISA. Reconhece CYP17A1 humano (57kDa), reage cruzadamente com rato. Ideal para estudar a biossíntese de hormônios esteroides e a função do citocromo P450. UniProt P05093.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP17A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CPT7; CYP17; S17AH; P450C17; CYP17A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1586
ID do Gene	1586
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 209-508 do CYP17A1 humano (NP_000093.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P05093
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo