

Anticorpo Policlonais Anti-Cyp1A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04798

Número do item: CM0020094



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CYP1A1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta CYP1A1 humano, de camundongo e rato. Imunógeno recombinante (aa 200-460). Ideal para pesquisa em metabolismo do citocromo P450 e toxicologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP1A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	AHH; AHRR; CP11; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX; CYP1A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1543
ID do Gene	1543
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-460 do CYP1A1 humano (NP_000490.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04798
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo