

Anticorpo Policlonal Anti-Cyp1A2 Para Wb, If-P, Elisa - P05177

Número do item: CM0014740



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CYP1A2 (SWISS P05177) validado para WB, IF-P, ELISA; reage cruzadamente com humano, rato, camundongo. Ideal para estudar o metabolismo de drogas do citocromo P450, sinalização lipídica e vias de toxicologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP1A2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CP12; CYPIA2; P3-450; P450(PA); CYP1A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1544
GeneID	1544
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 205-305 do CYP1A2 humano (NP_000752.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05177
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo