


Anticorpo Policlonais Anti-Cyp1B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16678

Número do item: CM0018501



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CYP1B1 humano validado para Western Blot, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo o citocromo P450 1B1 envolvido no metabolismo de esteroides e xenobióticos, adequado para pesquisa de doenças e estudos de biomarcadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP1B1 Coelho pAb
Observações/Alias	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1545
GeneID	1545
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 244-543 do CYP1B1 humano (NP_000095.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16678
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo