


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp1B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16678

Número do item: CM0014164



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra CYP1B1 humano é adequado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica e ELISA. Ele apresenta reatividade cruzada com amostras de camundongo e rato para pesquisa sobre metabolismo do citocromo P450 e estudos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP1B1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1545
GeneID	1545
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 de CYP1B1 humano (NP_000095.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16678
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo