

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cyp26A1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O43174

Número do item: CM0008852

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CYP26A1 humano, para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta CYP26A1 humano, de rato e de camundongo. Alvo do metabolismo e sinalização do ácido retinoico em vários tecidos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CYP26A1
Observações/Apelido	CP26; CYP26; P450RAI; P450RAI1; CYP26A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1592
GeneID	1592
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-450 do CYP26A1 humano (O43174).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43174
Peso Proteico	56 kDa
Envio	Em saco de gelo