

## Anticorpo Policlonal Anti-Cyp27A1 Para Wb, Elisa - Q02318

Número do item: CM0021260

### introdução

pAb de Coelho anti-CYP27A1 validado para WB, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre metabolismo do colesterol, síntese de ácidos biliares e doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho anti-CYP27A1                                                                                                                            |
| Observações/Alias   | CTX; CP27; CYP27; CYP27A1                                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                                |
| ID do Gene (Humano) | 1593                                                                                                                                                  |
| ID do Gene          | 1593                                                                                                                                                  |
| Imunógeno           | Proteína recombinante   Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-400 da CYP27A1 humana (NP_000775.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                                |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                              |
| SWISS               | Q02318                                                                                                                                                |
| Peso da Proteína    | 60kDa                                                                                                                                                 |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                                         |