

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cyp27A1 Para Wb E Elisa - Q02318

Número do item: CM0007263

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a CYP27A1, estero1 26-hidroxilase. Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Para estudo do metabolismo do colesterol e síntese de ácidos biliares. Ideal para desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP27A1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1593
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 431-530 da CYP27A1 humana (NP_000775.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q02318
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo