

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp2C18 Para Wb, Elisa - P33260

Número do item: CM0029936



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYP2C18 humano, validado para WB e ELISA, reativo cruzado com camundongo e rato. Adequado para estudos de metabolismo de retinoides e citocromo P450. Imunógeno: aminoácidos 231-490.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP2C18 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPCI; CYP2C; CYP2C17; P450IIC17; P450-6B/29C; CYP2C18
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1562
ID do Gene	1562
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 231-490 do CYP2C18 humano (NP_000763.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P33260
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo