


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cyp2D6 Para Wb, If-P, Elisa - P10635

Número do item: CM0010564



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra CYP2D6, validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Detecta proteína de ~56 kDa. Ideal para estudos de metabolismo de fármacos e farmacogenômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP2D6 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1565
GeneID	1565
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 341-497 do CYP2D6 humano (P10635)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10635
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco com gelo