


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp2D6 Para Wb E Elisa - P10635

Número do item: CM0014655



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CYP2D6 validado para WB e ELISA; detecta CYP2D6 humano com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar o metabolismo de fármacos do citocromo P450 e vias de sinalização lipídica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho CYP2D6 (pAb)
Observações/Apelido	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1565
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-230 do CYP2D6 humano (NP_000097.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10635
Peso Proteico	56kDa
Envio	Em saco de gelo