

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp2E1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05181

Número do item: CM0021850



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CYP2E1 para uso em pesquisa em Western blot, IF, IHC e ELISA. Detecta CYP2E1 humano, de camundongo e de rato, um citocromo P450 hepático envolvido no metabolismo de ácidos graxos e xenobióticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP2E1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; CYP2E1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1571
GeneID	1571
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 234-493 do CYP2E1 humano (NP_000764.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05181
Peso da Proteína	57 kDa
Envio	Saco com gelo