

Anticorpo Policlonal Anti-Cyp2F1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24903

Número do item: CM0030024

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYP2F1, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. CYP2F1 é uma enzima do citocromo P450 envolvida no metabolismo de pneumotóxicos; ideal para estudos de toxicologia pulmonar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP2F1 Coelho pAb
Observações/Apelido	C2F1; CYP2F; CYP1F1; CYP2F1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1572
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-290 do CYP2F1 humano (NP_000765.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P24903
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo