

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp2R1 Para Wb, Elisa - Q6Vvx0

Número do item: CM0014329



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYP2R1 humano (25-hidroxilase de vitamina D), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato; detecta proteína de ~57 kDa. Ideal para pesquisa sobre metabolismo da vitamina D e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP2R1 pAb Coelho
Observações/Apelido	CYP2R1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	120227
GeneID	120227
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 252-501 do CYP2R1 humano (NP_078790.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q6VVX0
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo