

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cyp39A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyl5

Número do item: CM0012562

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CYP39A1, validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para Camundongo. Suporta pesquisas em metabolismo do colesterol e desenvolvimento de ensaios IVD. Peso molecular previsto de 54kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CYP39A1 (mAb)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51302
ID do Gene	51302
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 301-400 do CYP39A1 humano. (NP_057677.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NYL5
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Envio	Em saco de gelo