

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp39A1 Para Wb E Elisa - Q9Nyl5

Número do item: CM0022964

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à CYP39A1 humana (7-alfa-hidroxilase do 24-hidroxicolesterol). Validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre síntese de ácidos biliares e metabolismo do colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CYP39A1 pAb de coelho
Observações/Apelido	CYP39A1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	51302
GeneID	51302
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da CYP39A1 humana (NP_057677.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9NYL5
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo