

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cyp39A1 Para Wb E Elisa - Q9Nyl5

Número do item: CM0021331

introdução

Anticorpo policlônico de coelho de alta qualidade contra CYP39A1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta ortólogos de camundongo e rato. Adequado para estudar o metabolismo neural do colesterol e a função da oxisterol 7-alfa-hidroxilase específica do fígado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CYP39A1 Rabbit pAb
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51302
ID do Gene	51302
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NYL5
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo