

Anticorpo Monoclonal Anti-Cyp3A4 Para Wb, If-P, Elisa - P08684

Número do item: CM0006812



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CYP3A4 humano para aplicações de Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta uma proteína de ~57 kDa. Ideal para estudar o metabolismo de fármacos e vias relacionadas ao CYP3A4.

Saiba mais

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP3A4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; CYP3A3; CYP3A3; CYP3A3; P450C3; CYP3A3; P450PCN1; CYP3A4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1576
ID do Gene	1576
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-503 do CYP3A4 humano (NP_059488.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08684
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo