


Anticorpo Policlonais Anti-Cyp3A4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08684

Número do item: CM0026270



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CYP3A4 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Alvo para pesquisa de metabolismo de fármacos, biossíntese de esteroides e catabolismo da vitamina D.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP3A4 pAb de coelho
Observações/Apelidos	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1576
GeneID	1576
Imunogênio	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08684
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo