


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp3A4 Para Wb E Elisa - P08684

Número do item: CM0015500



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CYP3A4 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo do metabolismo de xenobióticos, da biossíntese de hormônios esteroides e da pesquisa sobre metabolismo de fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CYP3A4 Rabbit pAb
Observações/alias	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1576
GeneID	1576
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 244-503 da CYP3A4 humana (NP_059488.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P08684
Peso da proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo