

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp46A1 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y6A2

Número do item: CM0022494



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-CYP46A1 validado para WB, IF-P, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a colesterol 24-hidroxilase, uma enzima da homeostase do colesterol cerebral. Imunógeno: peptídeo sintético dentro do intervalo aa 400-500. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP46A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	CP46; CYP46; CYP46A1
Espécie	Humano
GeneID	10858
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 do CYP46A1 humano (NP_006659.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6A2
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo