

Anticorpo Policlonal Anti-Cyp4F11 Para If/Icc, Elisa - Q9Hbi6

Número do item: CM0023774

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYP4F11 humano, validado para IF/ICC e ELISA. Direciona-se a uma enzima citocromo P450 envolvida no metabolismo de ácidos graxos, inativação da vitamina K e desmetilação de fármacos. Adequado para pesquisa hepática e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CYP4F11
Observações/Apelido	CYP4F11; CYP4F11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57834
GeneID	57834
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-130 do CYP4F11 humano (NP_001122404.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HBI6
Peso Proteico	60kDa
Envio	Em bolsa de gelo