


Anticorpo Policlonal Anti-Cyp51A1 Para Wb, Elisa - Q16850

Número do item: CM0029428



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CYP51A1 (lanosterol 14-alfa demetilase), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de biossíntese de colesterol e metabolismo de esteróis.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP51A1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1595
GeneID	1595
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-509 de CYP51A1 (NP_000777.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16850
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo