


Anticorpo Policlonal Anti-Cyp51A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16850

Número do item: CM0013522



introdução

Anticorpo Policlonal CYP51A1 de Coelho validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Detecta a lanosterol 14-alfa desmetilase, uma enzima da biossíntese do colesterol. Ideal para pesquisa em metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CYP51A1
Observações/Apelido	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1595
ID do Gene	1595
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 245-420 do CYP51A1 (NP_000777.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q16850
Peso Proteico	57kDa
Envio	Bolsa de Gelo