


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cyp51A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16850

Número do item: CM0007592



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CYP51A1 humano (lanosterol 14-alfa desmetilase), produzido contra proteína recombinante, para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo, rato. Crítico para pesquisa em biossíntese de colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho CYP51A1
Observações/Apelido	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1595
ID do Gene	1595
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16850
Peso Proteico	57kDa
Transporte	Saco de gelo