

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cyp7A1 Para If-P E Elisa - P22680

Número do item: CM0026564



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CYP7A1 validado para IF-P e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a colesterol 7-alfa-hidroxilase, uma enzima chave na biossíntese de ácidos biliares e homeostase do colesterol, essencial para pesquisas sobre metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP7A1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CP7A; CYP7; CYPVII
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1581
GeneID	1581
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CYP7A1 humano (NP_000771.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P22680
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo