

Anticorpo Policlonal Anti-Cyp7B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75881

Número do item: CM0018796

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CYP7B1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre metabolismo de oxisteróis, síntese de neuroesteroides e migração de células B. - O75881

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYP7B1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CP7B; CBAS3; SPG5A; CYP7B1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9420
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CYP7B1 humano (NP_004811.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75881
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo