

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cypor Para Wb E Elisa - P16435

Número do item: CM0021681



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYPOR humano (NADPH--citocromo P450 redutase), validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo da transferência de elétrons em sistemas microsossomais do citocromo P450.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYPOR Rabbit pAb
Observações/Apelido	CPR; CYPOR; P450R
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5447
GeneID	5447
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da CYPOR humana (NP_000932.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P16435
Peso da Proteína	77 kDa
Envio	Bolsa de gelo