

Anticorpo Policlonal Anti-Cyr61 Para Wb, If/Icc, Elisa - 000622

Número do item: CM0017733



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CYR61 humano (CCN1/GIG1/IGFBP10) para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato, rato. Proteína secretada de 42kDa envolvida na adesão celular e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYR61 Coelho pAb
Observações/Apelido	GIG1; CYR61; IGFBP10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3491
GeneID	3491
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 120-220 do CYR61 humano (NP_001545.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O00622
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo