


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cysltr1 Para Wb, Elisa - Q9Y271

Número do item: CM0022977



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor 1 de leucotrienos cisteinílicos (CYSLTR1), validado para WB e ELISA em humanos e camundongos. Adequado para estudos de inflamação, asma e vias de sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYSLTR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CYSLT1; CYSLTR; CYSLT1R; HMTMF81; CYSLTR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10800
GeneID	10800
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da CYSLTR1 humana (NP_006630.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y271
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo