


Anticorpo Monoclonal Anti-Cistationase/Cth Para Wb, Elisa - P32929

Número do item: CM0009177



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Cistationase/CTH humana (CGL/CSE). Adequado para Western blot e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de trans-sulfuração e sinalização de H₂S.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cistationase/CTH Rabbit mAb
Observações/Alias	CGL; CSE; Cystathionase/CTH
Espécie	Humana
ID do Gene	1491
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Cistationase/CTH humana (P32929)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P32929
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo