


Anticorpo Policlonal Anti-Cistationase/Cth Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P32929

Número do item: CM0025115



introdução

O Cistationase/CTH Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA em humano, rato, camundongo. Tem como alvo a cistationina gama-liase, uma enzima chave na trans-sulfuração e produção de H2S.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cistationase/CTH Rabbit pAb
Observações/Apelido	CGL; CSE; Cistationase/CTH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1491
Imunogênio	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-405 da Cistationase/CTH humana (NP_001893.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32929
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo