

Anticorpo Monoclonal Anti-Cistationina Beta-Sintase (Cbs) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35520

Número do item: CM0002757



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à cistationina beta-sintase humana (CBS, P35520), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adequado para pesquisas sobre metabolismo da homocisteína, via da transsulfuração e sinalização por sulfeto de hidrogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho CBS
Observações/Apelido	CBSL; HIP4; CBS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	875
GeneID	875
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 400-551 da CBS humana (P35520)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35520
Peso Proteico	61kDa
Remessa	Bolsa de Gelo