

Anticorpo Monoclonal Anti-Cistatina A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01040

Número do item: CM0010107



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Cistatina A humana (CSTA). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da inibição de proteases e da adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra Cistatina A
Observações/Apelidos	AREI; PSS4; STF1; STFA; Cistatina A
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1475
ID do Gene	1475
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-98 da Cistatina A humana (NP_005204.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01040
Peso da Proteína	11kDa
Envio	Bolsa de gelo