

Anticorpo Monoclonal Anti-Cistatina B Para Wb, Elisa - P04080

Número do item: CM0003967



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Cistatina B (Stefin-B) humana, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de inibição de proteases e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cystatin B Rabbit mAb
Observações/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; Cystatin B
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1476
ID do Gene	1476
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-98 da Cistatina B humana (NP_000091.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04080
Peso Proteico	11kDa
Envio	Bolsa de gelo