


Anticorpo Policlonais Anti-Cistatina C Para Wb, Elisa - P01034

Número do item: CM0013123



introdução

Anticorpo policlonal anti-Cistatina C de coelho de alta qualidade validado para Western blot e ELISA. Reage com a Cistatina C humana, de camundongo e de rato, um inibidor secretado de cisteína protease implicado na amiloidose e degeneração macular relacionada à idade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Cystatin C Rabbit pAb
Observações/Alias	ARMD11; HEL-S-2; Cistatina C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1471
GeneID	1471
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-146 da Cistatina C humana (NP_000090.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01034
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo