


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cistatina C Para Wb, Elisa - P01034

Número do item: CM0012586



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Cistatina C de alta qualidade (Clone A8933, P01034) validado para WB e ELISA. Detecta cistatina C humana e de murino; ideal para pesquisas sobre doenças renais e neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cistatina C mAb de Coelho
Observações/Apelido	ARMD11; HEL-S-2; Cistatina C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1471
ID do Gene	1471
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-146 da Cistatina C humana (P01034)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Murino
SWISS	P01034
Peso da Proteína	13kDa
Envio	