


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cistatina C Para Wb, If, Ihc, Elisa - P01034

Número do item: CM0004964



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra a Cistatina C humana, validado para WB, IF, IHC e ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos sobre regulação de cisteína proteases e amiloidose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cistatina C mAb de Coelho
Observações/Alias	ARMD11, HEL-S-2, Cistatina C
Espécie	Humana
ID do Gene	1471
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-146 da Cistatina C humana (NP_000090.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P01034
Peso da Proteína	13kDa
Envio	Bolsa de gelo