

Anticorpo Policlonal Anti-Cyth4 Para Wb, Elisa - Q9Uia0

Número do item: CM0020533

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra citoesina-4 humana (CYTH4), adequado para Western blot e ELISA; reconhece ortólogos de rato e camundongo. Ideal para pesquisa de troca de nucleotídeo guanina ARF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CYTH4 Coelho pAb
Observações/Apelido	CYT4; PSCD4; DJ63G5.1; citoesina-4; CYTH4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	27128
ID do Gene	27128
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 da CYTH4 humana (NP_037517.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UIA0
Peso Proteico	46kDa
Envio	Em bolsa de gelo