

Anticorpo Monoclonal Anti-Citocromo C Para Wb, Ihc-P, Elisa - P99999

Número do item: CM0010307



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o citocromo C humano (P99999), validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre transporte eletrônico mitocondrial e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra o Citocromo C
Observações/Apelidos	CYC; HCS; THC4; C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54205
GeneID	54205
Imunógeno	Peptídeo Sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-105 do citocromo C humano (P99999)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P99999
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo